



Be Right™



FerroZine Sobres de solución de reactivo para la determinación de hierro, de 0,009 a 1,400 mg/l de Fe

de producto: 230166-LM
USD Precio: Contacto Hach Chile
Llamar para confirmar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de cantidades traza de hierro férrico soluble (Fe^{3+}) y ferroso (Fe^{2+}).

El reactivo para la determinación de hierro FerroZine determina el hierro férrico soluble (Fe^{3+}) y ferroso (Fe^{2+}). La digestión es necesaria para complejos de hierro fuertemente quelados (como por ejemplo con EDTA) y el hierro total. Para el análisis de cantidades traza de hierro, 50/ paquete

Producto vendido y entregado por DILACO

Especificaciones

Cantidad:	50 uds
Instrumento:	Ver métodos/procedimientos para instrumentos compatibles con este producto
Método:	FerroZine
Número de tests:	50
Número del método:	8147
Parámetro:	Hierro
Rango de medición:	0,009 - 1,400 mg/L Fe

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)