



Be Right™



## FerroZine Solución de reactivo para la determinación de hierro, de 0,009 a 1,400 mg/L de Fe

# de producto: 230149-LM  
USD Precio: Contacto Hach Chile  
Llamar para confirmar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de cantidades traza de hierro férrico soluble ( $\text{Fe}^{3+}$ ) y ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ ).

### Comodidad

Los métodos Rapid Liquid utilizan reactivos líquidos, dispensadores para botella y cubetas de flujo para simplificar el análisis.

### Rendimiento

Dado que las cubetas de flujo proporcionan un sistema óptico estacionario, los métodos Rapid Liquid™ suelen ser más precisos que los métodos que requieren mover las cubetas de muestra.

### Eficiencia

Los métodos Rapid Liquid son idóneos para pruebas de gran volumen.

---

## Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Instrumento:	Ver métodos/procedimientos para instrumentos compatibles con este producto
Método:	FerroZine
Número de tests:	500 - 1000
Número del método:	8147
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,009 - 1,400 mg/L Fe

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)