



Be Right™



Solución estándar de sodio, 1000 mg/L, 500 mL

de producto: 1474949
USD Precio: Contacto Hach Chile
Llamar para confirmar fecha de envío

Soluciones estándar de electrodo de ion selectivo (ISE) para análisis de laboratorio

Soluciones estándar ISE Sodio, 1000 mg/L Na⁺ (NIST). Botella de 500 mL

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de ISE es un buen cuidado y calibración del electrodo de ion selectivo.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	0,0435 mol/L ± 0,0004 mol/L Na ⁺
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Notas especiales:	Período de validez observado una vez abierto (en las condiciones de uso y almacenamiento recomendadas): 3 meses
Parámetro:	Sodio
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella