



Solución de almacenamiento de pH (cloruro potásico 3 M), 50 mL

de producto: 2756559

USD Precio: Contacto Hach Chile
Llamar para confirmar fecha de envío

Solución de relleno para elemento de referencia del electrodo, cloruro potásico (KCl), 3 M, botella de 50 mL

Especificaciones

Cantidad:	50 mL
Descripción:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Fórmula:	KCl 3 M
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	Relleno