



Be Right™



Solución de relleno, referencia, 3 M, KCl con AgCl, 28 mL

de producto: 2841700
USD Precio: Contacto Hach Chile
Llamar para confirmar fecha de envío

Solución de relleno para elemento de referencia del electrodo, cloruro potásico (KCl) saturado con AgCl, 3 M, botella de 28 mL

Especificaciones

Cantidad:	28 mL
Descripción:	MTC301, PHC301, 5012T
Fórmula:	KCl 3 M saturado con AgCl
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	Relleno