



Cartucho EDTA para valorador digital TitraVer, 0,0800 M

de producto:

1436401

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío



Solución valorante lista para su uso en la determinación de dureza cálcica y total, 10 - 160 mg/L CaCO_3 .

Especificaciones

Método:	EDTA (ManVer 2)
Número de tests:	40 – 100
Número del método:	8204
Parámetro:	Dureza, cálcica y total
Plataforma:	Valorador Digital
Rango de medición:	10 - 160 mg/L CaCO_3
Valorante:	0,0800 M EDTA

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)
- Valorador digital con funda de plástico (Item 1690001)