



## Cartucho EDTA para valorador digital TitraVer, 0,800 M

# de producto:

1439901

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío



Solución valorante lista para su uso en la determinación de dureza cálcica y total, 100 - 4000 mg/L  $\text{CaCO}_3$ .

---

### Especificaciones

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Método:            | EDTA (ManVer 2)                 |
| Número de tests:   | 40 – 100                        |
| Número del método: | 8204                            |
| Parámetro:         | Dureza, cálcica y total         |
| Plataforma:        | Valorador Digital               |
| Rango de medición: | 100 - 4000 mg/L $\text{CaCO}_3$ |
| Valorante:         | 0,800 M EDTA                    |

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)