



Solución tampón de dureza 1 (100 mL MDB)

de producto:

42432

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío



Para valoraciones de dureza con un pH $10,1 \pm 0,1$ a 20 °C. Botella MDB.

Especificaciones

Cantidad:	100 mL
Método:	Valoración de EDTA
Número de tests:	100
Número del método:	8226, 8213
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)