



Dureza 1, Solución buffer, pH 10,1 $\pm$ 0,1 a 20 °C, 500 mL

de producto:

42449-LM

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío



Buffer para realizar determinaciones de dureza y quelantes mediante titulación, pH 10,1 +/- 0,1 a 20 C. Métodos 8213 y 8226 de Hach. También se usa en el método de fenol 8047 de Hach. Botella de 500 mL.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Método:	EDTA Titration
Número de tests:	50
Número del método:	8213, 8226
Parámetro:	Hardness
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)