



Be Right™



Sobres de reactivo de porfirina 2 en polvo, 25 mL, paquete de 100

de producto:

2187569

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cobre con el método de porfirina, 2 - 210 µg/L Cu. Para muestra de 25 mL.

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Método:	Porfirina
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)