



Be Right™



## Sobre de reactivo en polvo para la determinación de hierro ferroso, de 0,02 a 3,00 mg/l de Fe (II), pk/100

# de producto: 103769-LM  
USD Precio: Contacto Hach Chile  
Llamar para confirmar fecha de envío

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de hierro en forma ferrosa ( $\text{Fe}^{2+}$ ). Paquete de 100.

### Especificaciones

Cantidad:	100 pk
Instrumento:	Ver métodos/procedimientos para instrumentos compatibles con este producto
Método:	1,10 fenantrolina
Número de tests:	100
Número del método:	8146
Parámetro:	Hierro, ferroso
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 3,00 mg/L $\text{Fe}^{2+}$

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)