



Be Right™



## Reactivo para la determinación de sulfuro 2, 100 mL MDB

# de producto:

181732

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío



Para la determinación de sulfuro, 5 - 800  $\mu\text{g/L S}^{2-}$ . Botella MDB.

---

### Especificaciones

Cantidad:	100 mL
Método:	Azul de metileno
Número de tests:	50
Número del método:	8131
Parámetro:	Sulfuro
Plataforma:	Solución

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)