



Probeta, graduada, mezcla, HDPE, 25 ml $\pm 0,3$ ml, divisiones de 0,5 ml, tapón de vidrio #13

de producto: 2088640

USD Precio: Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío

Esta probeta graduada de vidrio está calibrada "para contener" con una base moldeada. Cada una incluye un tapón de polietileno. Las graduaciones son de esmalte azul de alta resistencia.

Especificaciones

Cantidad:	1 cada uno
Capacidad:	25 mL
Certificaciones:	Clase B
Material carcasa:	Vidrio
Método de medida:	Para contener
Tipo:	Métrica simple, mezcla