



Be Right™



Test kit, maestro para piscinas

de producto: 2315001

Peligroso

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.



El test kit maestro multiparamétrico para piscinas de Hach combina varios tests en un único test kit. El test kit incluye tests de alcalinidad, cloro, dureza y pH, además de tests especializados de alcalinidad total, dureza cálcica y ácido cianúrico.

Utiliza los sencillos y económicos métodos de valoración por recuento de gotas y disco de color

Especificaciones

Aplicación:	Piscina y spa
Método:	pH
Modelo:	Pool Master
Parámetro:	Alkalinity, Chlorine Free & Total, Cyanuric Acid, pH, Calcium Hardness
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Unidades de pH 6,6-8,4