



Be Right™



Tiras de control de Cloro libre, 0-600 mg/L, 100 tests

de producto: 2890200
USD Precio: Contacto Hach Chile
Llamar para confirmar fecha de envío

Las tiras de control están fabricadas con una exclusiva almohadilla con reactivo en la punta y utilizan productos químicos contrastados basados en los métodos de referencia. Basta con insertar la tira, esperar a que el color cambie, y comparar el color de la almohadilla reactiva con el diagrama impreso en la botella.

Ideal para todo aquel que realice pruebas preliminares semicuantitativas, controles in situ o analíticas en campo

Simplifique la realización de las analíticas y obtenga resultados en menos de 1 minuto, en el campo o en el laboratorio

Eliminar la manipulación de productos químicos y tareas de limpieza

Reduce las meras suposiciones realizando pruebas de las muestras

***Not for use in sea or brackish water**

Especificaciones

Nota al pie:	*mg/l a menos que se indique lo contrario; ppb = $\mu\text{g/l}$; ppm = mg/l.; gpg = granos por galón; 1 gpg = 17,1 mg/l o 17,1 ppm.
Parámetro:	Cloro libre, rango alto
Pasos de incremento mínimos:	Medidas: 0, 25, 50, 100, 200, 400, 600
Plataforma:	Test Strip
Rango de medición:	0 - 600 mg/L Cl_2
Unidades:	100 tests