



Be Right™



Reactivo de dureza 2 APA6000, solución buffer, 1 L

de producto:

2695753

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío



Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	APA6000
Parámetro:	Hardness
Rango de medición:	N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)