



Be Right™



APA 6000 Reactivo Dureza 1, Solución Indicadora (Calmagita), 1L

de producto: 2695853
USD Precio: Contacto Hach Chile
Llamar para confirmar fecha de envío

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	APA6000
Parámetro:	Hardness
Rango de medición:	N/A

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)