



Be Right™



## Estándar 1 de dureza de bajo rango APA6000, 50 µg/L, 1 L

# de producto: 2696253  
USD Precio: Contacto Hach Chile  
Llamar para confirmar fecha de envío

---

### Especificaciones

Cantidad:	1 L
Concentración:	50 µg/L
Condiciones de almacenamiento:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Instrumento:	APA6000
Parámetro:	Hardness

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)