



Reagent Kit for EZ2302 Total Copper + Copper Cu(II) Analyzer

de producto: **APPC2302KTO**

USD Precio: Contacto Hach Chile

Llamar para confirmar fecha de envío

Especificaciones

Contenido de la caja:

APPC101001 Nitric Acid Solution, 0.25 M, 2 L (1x)

APPC2003-05 Nitric Acid Solution, 1 M, 2 L (2x)

APPC230201 Color Indicator Solution, 2 L (2x)

259342 Standard Solution, Copper, 1000 mg/L Cu (NIST), 100 mL (1x)

Parámetro:

Copper, total; Cu(II), dissolved

Contenido de la caja

APPC101001 Nitric Acid Solution, 0.25 M, 2 L (1x)APPC2003-05 Nitric Acid Solution, 1 M, 2 L (2x)APPC230201 Color Indicator Solution, 2 L (2x)259342 Standard Solution, Copper, 1000 mg/L Cu (NIST), 100 mL (1x)