



Kit de reactivos para el analizador de nitritos EZ1028 (reactivos 1 y 2)

de producto:

APPC1028KTO

USD Precio:

Contacto Hach Chile

Reactivos listos para usar para los analizadores en continuo de la serie EZ

Listos para usar

Los reactivos EZ de Hach están listos para usar con los analizadores en continuo de la serie EZ. Puesto que no es necesaria ninguna preparación adicional, se elimina una fuente de errores adicional al utilizar los instrumentos y el sistema de reactivos EZ.

Confianza en sus resultados

Reduzca la fuente de errores en su flujo de trabajo para aumentar la confianza en los resultados.

Menos complejidad

La utilización de los kits de reactivos EZ listos para usar de Hach puede reducir significativamente el número de procesos de manipulación de su equipo analítico, lo que reduce el tiempo de manipulación y la complejidad.

Especificaciones

Contenido de la caja: 52022 Sulfanilamide Reagent 1, 400mL (10x)

52023 Sulfanilamide Reagent 2 (10x)

Parámetro: Nitrito

Contenido de la caja

52022 Sulfanilamide Reagent 1, 400mL (10x) 52023 Sulfanilamide Reagent 2 (10x)